

Anticorpo Policlonal Anti-Jdp2 Para Wb E Elisa - Q8Wyk2

Número do item: CM0014403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JDP2 humano, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com rato. Adequado para o estudo da repressão transcricional mediada por AP-1 e dos mecanismos de modificação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra JDP2
Observações/alias	JUNDM2; JDP2
Espécie	Humano
ID do gene	122953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-174 da JDP2 humana (NP_001128521.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q8WYK2
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo