


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jmjd1C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15652

Número do item: CM0023332



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-JMJD1C de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece JMJD1C (KDM3C/TRIP8) humano, de camundongo e de rato, uma lisina demetilase envolvida no reparo de DNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JMJD1C Rabbit pAb
Observações/Alias	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	221037
ID do Gene	221037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 354-448 da JMJD1C humana (NP_116165.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15652
Peso da Proteína	285kDa
Envio	Bolsa de gelo