

Anticorpo Policlonais Anti-Jmjd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H9V9

Número do item: CM0029925

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JMJD4 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. O alvo está envolvido na terminação da tradução por meio da hidroxilação do ETF1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JMJD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	JMJD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65094
ID do Gene	65094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-463 da JMJD4 humana (NP_075383.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9V9
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo