

Anticorpo Policlonal Anti-Jmjd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nyc1

Número do item: CM0021524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JMJD6 humano (PSR/PTDSR), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com JMJD6 humano e de camundongo, uma desmetilase de arginina e lisil-hidroxilase bifuncional envolvida no splicing de RNA e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	JMJD6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23210
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do JMJD6 humano (NP_055982.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6NYC1
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo