

Anticorpo Policloal Anti-Jmjd7 Para Wb, Elisa - P0C870

Número do item: CM0028549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra JMJD7 humano (P0C870), validado para WB e ELISA. Reconhece JMJD7 de humano, camundongo e rato, uma peptidase bifuncional e lisil hidroxilase envolvida na clivagem de histonas e regulação da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	JMJD7 Rabbit pAb
Observações/Alias	JMJD7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100137047
GeneID	100137047
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-316 de JMJD7 humano (NP_001108104.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0C870
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo