

Anticorpo Policlonal Anti-Jmjd8 Para Wb, Elisa - Q96S16

Número do item: CM0015961

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o JMJD8 (proteína contendo domínio JmjC 8) para aplicações de WB e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Envolvido na sinalização NF-kB e metabolismo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JMJD8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP14397; C16orf20; JMJD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	339123
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 do JMJD8 humano (NP_001005920.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96S16
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo