


Anticorpo Monoclonal Anti-Jnk1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983

Número do item: CM0006744



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra JNK1 humana (MAPK8, SAPK1c), adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para o estudo da sinalização de quinases ativadas por estresse, apoptose e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-JNK1
Observações/Apelidos	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5599
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da JNK1 humana (NP_620637.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo