


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jnk1 [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, Elisa - P45983

Número do item: CM0007124



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-JNK1 [Validado por KD] para WB, IP, ELISA. Detecta JNK1 humano, de rato e de camundongo (SAPK1c, MAPK8) com um peso molecular de 48 kDa. Validado por knock-down, adequado para pesquisa de sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho JNK1 [Validado por KD]                                                                    |
| Observações/Apelido | JNK; JNK1 [Validado por KD]                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                  |
| GeneID              | 5599                                                                                                    |
| Imunógeno           | Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do JNK1 humano (P45983) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                |
| SWISS               | P45983                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                            |