


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jnk1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Número do item: CM0016304



introdução

Anticorpo JNK1 policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta a quinase MAPK8/SAPK1c humana, de rato e camundongo envolvida na sinalização de estresse, apoptose e autofagia. Ferramenta ideal para desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5599
GeneID	5599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-345 do JNK1 humano (NP_620635.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983
Peso Proteico	48 kDa
Envio	Saco de Gelo