


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jnk1/2/3 Para Wb, If-P, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número do item: CM0004038



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779) validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização por estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK1/2/3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Espécie	Humana
GeneID	5599/5601/5602
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-383 da JNK1 humana (P45983).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso da Proteína	46,54 kDa
Envio	Bolsa de gelo