


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jnk1/2/3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número do item: CM0006930



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo quinases ativadas por estresse envolvidas em apoptose, proliferação e regulação circadiana. Ideal para pesquisa de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK1/2/3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do JNK1 humano (NP_620637.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983/P45984/P537379
Peso da Proteína	35kDa/44kDa/48kDa
Envio	Saco com gelo