


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jnk1/2/3 Para Wb - P45983/P45984/P53779

Número do item: CM0020148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Adequado para estudar sinalização de quinase ativada por estresse, apoptose e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK1/2/3 pAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5599/5601/5602
ID do Gene	5599/5601/5602
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-370 do JNK1/2/3 humano (NP_620637.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso Proteico	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Envio	Saco de gelo