

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Jnk1/Jnk3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

Número do item: CM0004063



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra JNK1/JNK3 (P45983/P53779), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa de sinalização de estresse, apoptose e inflamação, e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK1/JNK3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5599/5602
ID do Gene	5599/5602
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-383 do JNK1 humano (P45983). Este anticorpo não reage cruzadamente com a proteína JNK2.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45983/P53779
Peso da Proteína	35kDa/44kDa/48kDa
Envio	Saco de gelo