


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Jnk2 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P45984

Número do item: CM0014858



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JNK2 humano (MAPK9), validado para WB e ELISA. Detecta JNK2 em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar sinalização SAPK/JNK, apoptose e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] JNK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5601
GeneID	5601
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P45984
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em bolsa de gelo