


Anticorpo Policlonal Anti-Jnk3 Para Wb E Elisa - P53779

Número do item: CM0021124



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JNK3 humano (MAPK10), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudar sinalização de quinases ativadas por estresse, apoptose neuronal e regulação do ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5602
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P53779
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo