


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jnk3 Para Wb, Elisa - P53779

Número do item: CM0022544



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JNK3 humano (MAPK10), validado para Western blot e ELISA. Detecta JNK3 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar apoptose neuronal e vias de sinalização de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JNK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5602
ID do Gene	5602
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do JNK3 humano (NP_620448.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53779
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo