

Anticorpo Policlonal Anti-Josd1 Para Wb, Elisa - Q15040

Número do item: CM0013935

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao JOSD1 humano (Josephina-1) para aplicações em WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar desubiquitinação e dinâmica de membrana. Ideal para pesquisas sobre degradação proteica e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JOSD1 Coelho pAb
Observações/Apelido	dJ508I15.2; JOSD1
Espécie	Humano
GeneID	9929
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15040
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo