


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jph1 Para Wb - Q9Hdc5

Número do item: CM0020297



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra JPH1 humano (Junctofilina-1), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo; ideal para estudos de complexos juncionais do músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JPH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JP1; JP-1; CMT2K; JPH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56704
ID do Gene	56704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-640 do JPH1 humano (NP_065698.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9HDC5
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de Gelo