

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Jrkl Para Wb, Elisa - Q9Y4A0

Número do item: CM0013126

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JRKL humano (proteína homóloga à Jerky), validado para WB e ELISA. Reconhece JRKL humano e de rato. Ideal para estudos de proteínas nucleares e pesquisa de ligação ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JRKL Rabbit pAb
Observações/Apelido	HHMJG; JRKL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8690
ID do Gene	8690
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 225-524 do JRKL humano (NP_003763.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y4A0
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Em saco de gelo