


Anticorpo Policlonal Anti-Jtb Para Wb E Elisa - 076095

Número do item: CM0015417



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JTB humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para estudar citocinese, mitose e proliferação de células cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JTB Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
Espécie	Humano
ID do Gene	10899
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-105 do JTB humano (NP_006685.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	076095
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo