

Anticorpo Monoclonal Anti-Junb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17275

Número do item: CM0010949

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-JunB de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo o fator de transcrição JunB humano (subunidade do AP-1); 36 kDa. Ideal para estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-JunB
Observações/Apelido	AP-1; JunB
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3726
ID do gene	3726
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do JunB humano (P17275)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P17275
Peso da proteína	36 kDa
Transporte	Gelo reutilizável