

Anticorpo Policlonale Anti-Junb Para Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Número do item: CM0027475

introdução

Anticorpo policlonal de coelho visando JunB humano (subunidade do fator de transcrição AP-1) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzado com camundongo e rato. Ideal para estudar regulação gênica e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JunB Rabbit pAb
Observações/Alias	AP-1; JunB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3726
GeneID	3726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 de JunB humano (NP_002220.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17275
Peso Molecular da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo