


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-JunD Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Número do item: CM0012225



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-JunD validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Detecta JunD humano, de camundongo e de rato (35kDa). Para pesquisa do fator de transcrição AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JunD Rabbit mAb
Observações/Alias	AP-1; JunD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3727
GeneID	3727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-141 do JunD humano (P17535).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17535
Peso da Proteína	35kDa
Transporte	Bolsa de gelo