


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-JunD Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Número do item: CM0018683



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para JunD (subunidade AP-1) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta JunD humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JunD Rabbit pAb
Observações/Apêndice	AP-1; JunD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3727
ID do Gene	3727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do JunD humano (NP_005345.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17535
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo