

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-K-Caderina (Cdh6) Para Wb, Elisa - P55285

Número do item: CM0029363



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à K-Caderina (CDH6) humana, ideal para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de 88kDa. Adequado para pesquisa de adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	K-Caderina (CDH6) pAb de Coelho
Observações/Alias	CAD6; KCAD; K-Caderina (CDH6)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1004
GeneID	1004
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da K-Caderina humana (K-Caderina (CDH6)) (NP_004923.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55285
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo