

Anticorpo Policlonal Anti-Kaiso/Zbtb33 - Q86T24

Número do item: CM0013696



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Kaiso/ZBTB33, validado para aplicações de WB, ELISA e ChIP. Detecta a proteína Kaiso endógena em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de imunoprecipitação de cromatina e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Kaiso/ZBTB33 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10009
ID do Gene	10009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 523-672 do Kaiso/Kaiso/ZBTB33 humano (NP_006768.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86T24
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo