

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kal1 Para Wb, If-P, Elisa - P23352

Número do item: CM0019956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Anosmin-1 (KAL1) humano. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o desenvolvimento do bulbo olfativo e a síndrome de Kallmann.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HH1; HHA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3730
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do KAL1 humano (NP_000207.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23352
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco com gelo