


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Caliceína 10 (Nes1/Prssl1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Número do item: CM0009525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado à Kallikrein 10 humana (NES1/PRSSL1; O43240). Adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer de mama, ovário e próstata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Kallikrein 10/K10 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NES1; PRSSL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5655
ID do Gene	5655
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 43-276 da KLK10 humana (NP_665895.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43240
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Saco de gelo