


Anticorpo Policlonal Anti-Kallikrein-5 (Klk5) Para Wb E Elisa - Q9Y337

Número do item: CM0027709



introdução

Anticorpo policlonal anti-KLK5 de coelho de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de descamação e pesquisa de proteases de serina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25818
GeneID	25818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 41-177 do KLK5 humano (NP_036559.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y337
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo