

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kank2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

Número do item: CM0021372



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KANK2 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína envolvida na regulação da transcrição, apoptose e organização do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KANK2 Rabbit pAb
Observações/alias	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	25959
ID do gene	25959
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de KANK2 humano (NP_001129663.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q63ZY3
Peso da proteína	91 kDa
Envio	Bolsa de gelo