

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kansl3 Para Wb E Elisa - Q9P2N6

Número do item: CM0030889

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KANSL3 humano, validado para Western blot e ELISA. O KANSL3 é um componente-chave do complexo histona acetiltransferase NSL, envolvido na regulação da cromatina e na estabilização de microtúbulos. Ideal para pesquisa em epigenética e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KANSL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55683
GeneID	55683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do KANSL3 humano (NP_001108488.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P2N6
Peso Proteico	96kDa
Envio	Bolsa de Gelo