


Anticorpo Monoclonal Anti-Kap1/Trim28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13263

Número do item: CM0002591



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-KAP1/TRIM28 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Reconhece o corepressor de transcrição e ligase E3 TRIM28; peso molecular ~89 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho KAP1/TRIM28
Observações/Apelido	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10155
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do KAP1/TRIM28 humano (Q13263).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13263
Peso Proteico	89 kDa
Envio	Saco de gelo