


Anticorpo Policlonal Anti-Kap1/Trim28 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13263

Número do item: CM0020732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KAP1/TRIM28 de alta qualidade validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta KAP1/TRIM28 em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina, regulação da transcrição e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho KAP1/TRIM28
Observações/Apelidos	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Espécie	Humano
ID do Gene	10155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 576-835 do KAP1/TRIM28 humano (NP_005753.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13263
Peso Proteico	89kDa
Remessa	Em saco de gelo