

Anticorpo Monoclonal Anti-Carioferina B3 (Ipo5) Para Wb, Elisa - O00410

Número do item: CM0007438



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho específico para Karyopherin β 3 (IPO5/Importina-5) humana. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transporte nuclear e importinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Karyopherin β 3 (IPO5) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karyopherin β 3 (IPO5)
Espécie	Humana
GeneID	3843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 da Karyopherin β 3 (IPO5) humana. (NP_002262.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00410
Peso da Proteína	124kDa
Transporte	Bolsa de gelo