


Anti-Kat13A / Src1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ip, Elisa - Q15788

Número do item: CM0005898



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o KAT13A/SRC1 humano (coativador do receptor nuclear 1), adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Utilizado em pesquisas de sinalização de receptor nuclear e regulação da transcrição. UniProt Q15788.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT13A / SRC1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; KAT13A / SRC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8648
ID do Gene	8648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-750 do KAT13A / SRC1 humano (Q15788).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15788
Peso da Proteína	157kDa
Envio	Saco com gelo