

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kat1/Hat1 (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

Número do item: CM0011236



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KAT1/HAT1 humano (SWISS O14929), validado por nocaute e adequado para WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho KAT1/HAT1 (mAb)
Observações/Apelido	KAT1; KAT1/HAT1
Espécie	Humano
ID do Gene	8520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-400 do KAT1/HAT1 humano (NP_003633.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14929
Peso Proteico	50 kDa
Transporte	Em saco de gelo