

Anti-Kat2A (Gcn5) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

Número do item: CM0020348



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KAT2A validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece KAT2A (GCN5) humano, de camundongo e de rato, uma histona acetiltransferase envolvida na regulação epigenética, ativação da transcrição e pluripotência de células-tronco. Ideal para pesquisa de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2648
GeneID	2648
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92830
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco de gelo