

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kat2B/Pcaf Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q92831

Número do item: CM0003983



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-KAT2B/PCAF, validado para WB, IP, IHC-P, ELISA. Detecta KAT2B/PCAF humano, de rato e camundongo, uma histona acetiltransferase envolvida na ativação transcricional e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho KAT2B/PCAF
Observações/Apelido	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Espécie	Humano
ID do Gene	8850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-450 do KAT2B/PCAF humano (NP_003875.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92831
Peso Proteico	93 kDa
Envio	Em saco de gelo