

Anticorpo Policlonal Anti-Kat5/Tip60 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92993

Número do item: CM0021805



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KAT5/Tip60 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta KAT5 humano, de camundongo e de rato, com peso molecular previsto de 59 kDa. Ideal para pesquisas sobre cromatina e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KAT5/Tip60 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Espécie	Humano
ID do gene	10524
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 de KAT5/Tip60 humano (NP_006379.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q92993
Peso da proteína	59 kDa
Envio	Embalagem de gelo