

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kat6B Para Wb, Elisa - Q8Wyb5

Número do item: CM0019731



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a histona acetiltransferase KAT6B humana. Validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Útil para estudos de transcrição e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT6B pAb de Coelho
Observações/Apelido	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Espécie	Humano
ID do Gene	23522
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da KAT6B humana (NP_001243398.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WYB5
Peso da Proteína	231kDa
Envio	Em saco de gelo