


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kat7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95251

Número do item: CM0027797



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KAT7 (HBO1/MYST2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta KAT7 humano, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante, 71kDa, O95251. Ideal para pesquisa em cromatina e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11143
ID do Gene	11143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 55-193 do KAT7 humano (NP_008998.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95251
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo