

Anticorpo Monoclonal Anti-Kat8/Myst1/Mof Para If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H7Z6

Número do item: CM0010259



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à histona acetiltransferase KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Adequado para aplicações de IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta humano e rato. Útil para estudos de regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT8/MYST1/MOF Rabbit mAb
Observações/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84148
ID do Gene	84148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-458 de KAT8/MYST1/MOF humano (Q9H7Z6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H7Z6
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo