

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kat8/Myst1/Mof Para Wb, Elisa - Q9H7Z6

Número do item: CM0022020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KAT8/MYST1/MOF humano para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a histona acetiltransferase KAT8, um regulador epigenético chave da acetilação H4K16 e da estrutura da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT8/MYST1/MOF Rabbit pAb
Observações/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84148
GeneID	84148
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da KAT8/MYST1/MOF humana (NP_892003.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H7Z6
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo