

Anticorpo Monoclonal Anti-Kat9/Elp3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Número do item: CM0003499



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra KAT9/Elp3 humano (ELP3), validado para WB, IHC-P, ELISA e reatividade cruzada humana/camundongo/rato. Tem como alvo a subunidade acetiltransferase de tRNA do complexo elongador, essencial para estudos de modificação de tRNA e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KAT9/Elp3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	KAT9; KAT9/Elp3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55140
GeneID	55140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-547 do KAT9/Elp3 humano (Q9H9T3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9T3
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo