

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Katna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75449

Número do item: CM0023353



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KATNA1 humana (subunidade A1 da ATPase p60 da catanina). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de clivagem de microtúbulos e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho KATNA1
Observações/Apêndice	KATNA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11104
GeneID	11104
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da KATNA1 humana (NP_001191005.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75449
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de Gelo