

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Katnb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bva0

Número do item: CM0023752

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KATNB1 humano (p80 catanina), validado em WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de corte de microtúbulos e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KATNB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KAT; LIS6; KATNB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10300
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do KATNB1 humano (NP_005877.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BVA0
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo