

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kbtbd3 Para Wb, Elisa - Q8Nab2

Número do item: CM0013357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KBTBD3 humano, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre proteínas do domínio BTB/kelch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KBTBD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BKLHD3; KBTBD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	143879
ID do Gene	143879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-612 do KBTBD3 humano (NP_689646.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NAB2
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco com gelo