

Anticorpo Policlonais Anti-Kbtbd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfy9

Número do item: CM0022229

introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra KBTBD8 humano (TA-KRP). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo E3 ubiquitina ligase e pesquisa de especificação da crista neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KBTBD8 pAb de Coelho
Observações/Alias	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84541
GeneID	84541
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-280 do KBTBD8 humano (NP_115894.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8Nfy9
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo