


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnab2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13303

Número do item: CM0023229



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNA2 humano (Kv-beta-2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta a proteína KCNA2 humana endógena (~41 kDa). Ideal para pesquisa em neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-40 do KCNA2 humano (NP_003627.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13303
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de Gelo