

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcnab3 Para Wb E Elisa - O43448

Número do item: CM0015801

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a subunidade beta-3 do canal de potássio dependente de voltagem humano (KCNAB3). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNAB3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
Espécie	Humano
GeneID	9196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 285-404 do KCNAB3 humano (NP_004723.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43448
Peso Proteico	44kDa
Envio	